



Titulo: INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO DAS EMBALAGENS DE REAGENTES LIOFILIZADOS	Conjunto: RADIOFÁRMACOS
Controle:	Desenho: A-1474/00 00-I-01



1 - VERIFIQUE A EXISTENCIA DO LACRE DE PROTEÇÃO
RECUSE A EMBALAGEM SE O LACRE ESTIVER ROMPIDO



2 - GIRE A EMBALAGEM NO SENTIDO ANTI-HORARIO
E FORCE PARA CIMA PARA ROMPER O LACRE

3 - RETIRE A TAMPA PARA TER ACESSO AOS FRASCOS